

2016年11月吉日

お得意先各位

株式会社 ナ イ
取締役営業本部長 吉 崎
東京都千代田区一番町 15-21 一番町コート 4F
Tel (03)3237-0551 Fax (03)3237-0554

**L-74 供給開始のお知らせ**

謹啓 晩秋の候 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

単眼倒像検眼鏡 BS- II の交換用電球 (L-52) の販売中止から 5 ヶ月が過ぎ、お得意様には大変ご迷惑をおかけ致しましたが、ようやく代替電球の生産が出来るようになり、11 月下旬から供給を開始させて頂くことになりました。この案内を持ちまして受注開始とさせていただきます。

L-74 は定格 10V 4.5W のクリプトン電球です。従来品の L-52 とは仕様の違いにより若干照度は低いですが、臨床現場における診察に際し支障はございません。現況では医療用特殊電球を製作する工場が日本には 1 社しかなく、日本照明工業会のガイドラインでも 2020 年を目処に電球から LED 照明への完全転換の報告がされています。電球素材メーカーもほぼ撤退してしまい、今回の L-74 の製作に際しても数少ない素材在庫を使用しております。そのため、供給時期、数量には限りがございますので予めご了承頂きたくお願い申し上げます。

なお、電球色と遜色ないと大変ご好評頂いております BS-LED シリーズ (BS- II LED、BS- III LED) は、今後とも継続販売して参りますので、この機会にお買い換えのご推奨を賜れば幸いです。

お得意様には、お客様のご理解を頂くため、多大なお時間とご足労をお願いすることとなり、大変申しわけありませんが、幾重にもご理解ご協力をお願い申し上げる次第でございます。

何卒ご了承承賜りますとともに、今後とも弊社製品に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

— 記 —

< L - 7 4 仕様および供給開始時期 >

定格	10V 4.5W
連続点灯時間	50 時間
定価	1 個 8, 100 円
販売単位	1 ケース 2 個入り
供給開始時期	11 月下旬

以上