

2017年 9月吉日

**お得意先各位**

株式会社 ナ イ  
取締役営業本部長 吉 崎  
東京都千代田区一番町15-21 一番町コート4F  
☎ (03) 3237 - 0551 Fax (03) 3237 - 0554

**単眼倒像検眼鏡BS-II用ハロゲン電球(L-74)販売終了と  
後継品L-75供給のご案内**

拝啓 残暑の候 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

単眼倒像検眼鏡 BS-II 交換用電球(L-74)は、昨年11月より販売させて頂きましたが、素材メーカーの撤退により、既報の通り電球素材が無くなり、L-74製作が不可能となりました。お客様には多大なご迷惑をお掛けすることになり誠に申し訳ございません。そこで、L-74の代替電球として、ほぼ同等の『L-75』を新規製作し、供給することになりましたのでご案内致します。

L-75は定格10V 5.5W、明るさはL-74(10V 4.5W)ほぼ同等ですので、従来通りご使用いただけます。医療用特殊電球の製作工場が国内に1社しかなく、日本照明工業会のガイドラインでも2020年を目処に電球からLED照明への完全転換の報告がされていますように電球供給においては何時その素材が無くなるかもしれないという状況です。今後ご不便をお掛けすることになりますが、何卒ご理解を賜りたくお願いいたします。

従いまして、今後の状況を鑑み、お客様には電球色と遜色ないと大変ご好評いただいておりますBS-LEDシリーズ(BS-II LED、BS-III LED)へのお買い換えをこの機会にご推奨いただければ幸甚でございます。

お得意様には、お客様のご理解を頂くため、多大なお時間とご足労をお願いすることになり、大変申し訳ありませんが、幾重にもご理解ご協力をお願い申し上げる次第でございます。また引き続きましてのご厚誼も衷心よりお願い申し上げます。

末筆ながら、貴社のますますのご隆盛を心より祈念申し上げます。

敬具

—— 記 ——

**< L-75 仕様および供給開始時期 >**

定格	10V 5.5W
連続点灯時間	50 時間
定価	1個 8,100円
販売単位	1ケース 2個入
供給開始時期	2017年 9月中旬

以上