


# 単眼鏡を持って街に出よう!

ウインドウショッピング、観劇、美術館での鑑賞、駅や役所などの案内板確認など遠近両用なので用途が多数。近用レンズを使えば簡単な顕微鏡としても使えます。レジャーや趣味、仕事などで大いにご活用ください。また、視力に障害を持つ方が日常生活を支障なく過ごせるよう、その一助にもなっています。




単眼鏡ポケビューは、焦点調節式弱視眼鏡として補装具に認定されています。

### PK トライアルセット Basic (Bセット)



### PK トライアルセット Full (Fセット)



### 単眼鏡訓練用レーザーポインタ



YX を PK-6 に取り付けた状態

#### トライアルセット内容

- PK トライアルセット Basic (Bセット)  
4倍・6倍・8倍の単眼鏡、近用レンズ、ストラップ
- PK トライアルセット Full (Fセット)  
4倍・6倍・8倍の単眼鏡、近用レンズ、ストラップ  
PK-3S・4S、PK-8L、遮光フィルター、フィンガーリング

#### トライアルセット価格

- PK トライアルセット Basic (Bセット)  
54,000円
- PK トライアルセット Full (Fセット)  
113,000円

#### 単品価格

- PK-4 : 14,000円
- PK-6 : 15,000円
- PK-8 : 16,000円
- PK-3S : 14,000円
- PK-4S : 15,000円
- PK-8L : 25,000円
- 近用レンズ : 4,000円
- 単眼鏡訓練用レーザーポインタ YX、YX-L : 25,000円
- PK-8L用近用レンズ : 5,400円
- 遮光フィルター : 13,000円
- フィンガーリング : 1,200円
- 専用ケース : 10,000円

#### 仕様

	PK-3S 2.8×9	PK-4S 4.2×10	PK-4 4×12	PK-6 6×16	PK-8 8×20	PK-8L 8×32
倍率(無限遠)	2.8倍	4.2倍	4倍	6倍	8倍	8倍
倍率(最短距離)	3.6倍	5.3倍	5.5倍	7.6倍	11倍	10倍
最短作動距離	15cm	20cm	20cm	23cm	30cm	70cm
射出瞳径(無限遠)	3.2mm	2.4mm	3.0mm	2.7mm	2.5mm	4.0mm
射出瞳位置(無限遠)	12mm	13.5mm	11.5mm	10.5mm	10.5mm	18.0mm
実視界(角度/無限遠)	12.5°	10.0°	12.5°	9.3°	7.0°	7.8°
実視界(正接/100m)	22/100m	17/100m	22/100m	16/100m	12/100m	13/100m
見掛け視界	35°	42°	50°	56°	56°	62°
質量	28.5g	30.5g	55g	65g	82g	180g
外形寸法	22φ×46~51mm	22φ×51~56mm	31φ×58~73mm	31φ×70~94mm	31φ×98~137mm	41φ×135~167mm
近用レンズの寸法	-		62(D)×53(W)×87(H)mm			

株式会社 ナイツ

〒102-0082

東京都千代田区一番町15-21 一番町コート4階

**TEL.03-3237-0551**

http://www.neitz.co.jp