

Red filter ladder

YK YAMAMOTO

斜視の抑制の深さと斜位の維持能力の評価



斜視（顕性偏位）の抑制の深さ 斜位（潜状性偏位）の維持能力

の2通りの検査ができます。

レッドフィルタラダーは斜視患者の眼位を測定することを目的とし、左右眼の視野の明るさの条件を意図的に変えるために使用するものです。同じ照明下でフィルタの上下により目への露光量を段階的に変化させ、明るさの差異による斜視の抑制の深さや斜位の維持能力などを比較することができます。

併せてお使いいただくことをおすすめします

ナイツ メディコスポット MS-II （別売）

- ポケット型トランスイルミネータです。
- 単三形電池 2 コで使用します。



製造販売元：株式会社ナイツ
製造販売届出番号：13B2X00131119501
一般医療機器 JMDN12276000

製造販売届出番号：27B3X00125300001
一般名称：眼位計 JMDN17119000

〈 製造販売元 〉

YK 山本光学株式会社

セフティ＆レーザー・オプト事業部

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3丁目25-8

TEL : 06-6783-1101 FAX : 06-6788-7393

URL : <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp>

〈 販売元 〉

NEITZ 株式会社ナイツ

〒102-0082 東京都千代田区一番町15-21
一番町コート4階

TEL : 03-3237-0551 FAX : 03-3237-0554

URL : <http://www.neitz.co.jp>