

NEITZ

進化した光が可能性を広げます。



連続点灯時間が、
従来品よりも約5倍アップしました。

電源は使い捨てない充電式なので、
ランニングコストを削減します。

LED搭載
電球交換
不要!

ナイツ 小型ブライツコープ BS-Jr.-Super LED

- LEDによる省エネ効果で消費電力を1/10に削減しました。
- 繰り返し充電可能なニッケル水素充電電池を付属しました。
- 電球色のLED照明により違和感なく眼底観察できます。
- 電球の宿命であったフィラメントのカゲがないクリアな照明です。
- 1/4NDフィルタの追加で被検者のまぶしさを軽減できます。

仕様

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| ●寸法：φ36×204mm(突起部含まず) | ●質量：約220g(電池含む) |
| ●使用電池：単三型ニッケル水素充電電池×1 | ●連続点灯：4～5時間 |
| ●フィルタ：RF、UV、1/2ND、1/4ND | ●絞り：大、中、小3段切替 |
| ●光源寿命：50,000時間以上 ^{※1} | ●滅菌：EOG滅菌可能 |
| ●付属品：単三型ニッケル水素充電電池×2本(1本は予備)、専用充電器 | |

※1：メーカーデータによる

※製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。 ※カタログと実際の製品の色は印刷と多少異なる場合があります。

日本製

製造販売届出番号：13B2X00131126001(一般医療機器/単眼倒像検眼鏡)

