

NEITZ

ハンディフリッカ HF-II

中心フリッカー値(CFF)
測定のための操作性向上を
実現しました。



人間工学に基づいたエルゴノミックデザイン

- すべての操作が片手で簡単にできます。
- 操作ボタン、周波数表示を一面に配し、検者は操作部を注目するだけです。
- 大型デジタル表示により周波数確認が楽になりました。

目的別測定

CFF 検査（中心フリッカー試験）

比較暗室内で視神経疾患の患者のために行う片眼固視による検査。

眼精疲労のCFF 値による定量的判定

比較暗室内で片眼または両眼固視による検査。

色フリッカー値による眼精疲労の定量的判定

比較暗室内で片眼または両眼固視による検査。

特 長

- 周波数（Hz 値）の上下移動は上昇法、降下法いずれの方法にも対応可能です。（1Hz きざみ連続送り）
- 網膜に対し、常に2°の光刺激が与えられるよう一定の距離を保つため、被見眼と視標間を25 cm に測定できるようにコードにマークがあります。
- 視標には発光ダイオードを採用し、常に一定の輝度を保ちます。
- 電源には9V アルカリ電池、AC アダプタが選択できます。ベッドサイドでの測定も可能で被検者の測定姿勢は問いません。
- 検査管理に便利な検査用紙が標準付属品です。



（写真は電源入力時）

仕 様

本体部（操作部）

- 電 源：9V アルカリ電池またはAC100V 50 / 60 Hz 4VA（ACアダプタ使用時）
- 周 波 数：1～79 Hz 1Hzステップ
- 周 波 数 設 定：押しボタンによるUP / DOWN方式
ステップ送り、連続送り可能
- 周 波 数 精 度：各設定値に対し、0.01 %以下
- パルスDUTY比：50 % 矩形波
- 二 重 閃 光：押しボタンにより可能
- 標準輝度安定度：10 % 以下（9 V～7 V間）ただし、7 V以下になった場合、警告灯点灯
- 寸法及び質量：58 mm(D)×57 mm(W)×170 mm(H)、240 g

視 標 部

- 視 標：発光ダイオード 主波長 赤（R）660 nm
緑（G）555 nm
黄（Y）570 nm
- 視 標 サ イ ズ：Φ8.7 mm
- 寸法及び質量：76 mm(D)×70 mm(W)×37 mm(H)、145 g

付 属 品

- 検査用紙（50枚一冊）



製造販売届出番号：13B2X00131123001 一般医療機器 JMDN70091000

NEITZ

株式会社ナイツ

〒102-0082 東京都千代田区一番町15-21 一番町コート4階
TEL 03-3237-0551 FAX 03-3237-0554
<http://www.neitz.co.jp>

代理店