


手に馴染む伝統の意匠

①



小さくもなく軽くもなく、
それでいて大きすぎず重すぎず。
クラシカルなデザインが、
それとなく手に馴染む。
機能のみを求める段階を超えて、
嗜好の世界にまでも到達した
伝統の医療用ペンライトです。

伝統のデザインを踏襲しながらも、機能性は着々と追求されています。光源にハロゲン球を採用したことで、より一層ムラのないクリアな照野が得られるようになりました。

また照野の広さは、レンズ部を回すことにより、先端から15cm離れた場所に、直径4cmから10cmの範囲で自由に変えられます。

許可番号(東用)第2175号

【実寸大】

HALOGEN MEDICO SPOT MS-H

■仕様

- 照 野：先端から150mmの位置でφ40mm～φ100mmまで連続可変
- 電 球：3V、1.7W(L-64)
- 電 池：単三乾電池2本
- 外形寸法：φ17.5mm×160mm(クリップ部含まず)
- 本体重量：92g(電池共)

*製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。



株式会社

ナイツ

東京都新宿区若松町36-13 〒162
TEL 03-3204-2922 FAX 03-3204-2759