

NEITZ双眼ルーペBLシリーズ ヘッドバンドルーペ



NEITZ
Made by Neitz for Your Medical Field

NEITZヘッドバンドルーペ

長時間使用に耐える抜群の装着感と安定性

- ヒンジジョイントによる
簡便な高さ調整

- 頭頂部と後頭部の2か所で
フィット感の調整が可能

- フリップアップ機能
素早く裸眼視野へ
切替可能



- 瞳孔間距離と観察距離が調節可能
鏡筒部を回転させることにより、観察距離が調節可能
使用者の目線に立ったナイツ独自の機構です

- 世界トップクラスの明るさと広い照射範囲
をもつスポットイルミネーターを装着可能
です。(オプション)



NSI-III



NSI-X



イエローフィルター
(NSI-III専用オプション)

製品仕様

型番	倍率	作業距離	視野径	重量 (ヘッドバンド含む)	製造販売届出番号
ガリレオ式					
BLS-1 HB	1.0x - 2.5x	550 mm - 350 mm	145 mm - 120 mm	251 g	13B2X00131117701
BLS-2 HB	2.0x - 2.5x	550 mm - 350 mm	113 mm - 58 mm	246 g	13B2X00131128001
BLS-3 HB	2.5x - 3.0x	550 mm - 350 mm	78 mm - 38 mm	240 g	13B2X00131117401
BLD-3 HB	2.5x - 3.0x	350 mm - 250 mm	80 mm - 50 mm	235 g	13B2X00131119301
プリズム式					
BLP-4 HB	4.0x - 4.5x	550 mm - 350 mm	80 mm - 50 mm	258 g	13B2X00131120401
BLP-6 HB	5.5x - 6.0x	550 mm - 350 mm	40 mm - 25 mm	261 g	13B2X00131120501

株式会社ナイツ

〒102-0082 東京都千代田区一番町15-21 一番町コート4階
 TEL:03-3237-0551 (代) FAX:03-3237-0554
 URL: <http://www.neitz.co.jp/>

一般医療機器 JMDN 32692000

※製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。
 ※カタログと実際の製品の色は印刷と多少異なる場合があります。