

2021年1月吉日

お客様 各位

株式会社 ナイツ
千代田区一番町 15-21
一番町コート 4階
グローバル営業部長
弘中 徳行

アノマロスコープ OT-II 点検・校正のご案内



拝啓 初春の候、貴社ますますのご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて表題の件、アノマロスコープ OT-II は色覚異常の確定診断が可能である、唯一の検査機器です。

信頼の高い検査を実施するために、「最低2年に一度」は点検・校正を実施していただくことをお勧め致します。

長期間、点検・校正を行わず使用しますと、ホコリの付着や LED および光学部品の特性が変化するなどの原因により、検査精度が低下する可能性があります。継続して信頼ある精度の高い検査を実施するために、使用の有無にかかわらず定期的な点検・校正をお勧め致します。

アノマロスコープ OT-II を導入されておりますご施設へのご案内をお願い申し上げます。

敬具

点検・校正についてご不明点がございましたら、カスタマーサービスセンターもしくは、弊社営業担当までご連絡をいただけますよう重ねてお願い申し上げます。

以上



アノマロスコープ OT-II

カスタマーサービスセンター
長野県埴科郡坂城町坂城 6249
電話：0268-82-8377