

マルチカメラ DSC300P スリットランプ DSC300P-DEA200P



Portable Type Series






前眼部画像撮影機能

軽量・Wi-Fi 転送

3.5インチタッチスクリーン



- ポータブルなハンディデジタルカメラタイプです。
- 多数の角度から LED スリットランプを照射できます。
- ダイナミックレンジの高分解能 (5Mピクセル) カメラを備え、最適な色調を再現します。
- 30 fps の高フレームレートで、スムーズな動画を見ながら記録が可能です。



製品外観



製品仕様

マルチカメラ

ピント合わせ	マニュアルフォーカス
写真解像度	2560 x 1920 ピクセル
ビデオ解像度	2560 x 1920 ピクセル
LCD モニター	3.5 インチ TFT LCD
画像フォーマット	JPEG (写真)、H.264 (ビデオ)
インターフェース	ミニ USB 2.0、マイクロ HDMI (1.4)、WI-FI (2.4G)、Bluetooth (4.2)
ファイル転送	ミニ USB ポート → PC
ダイナミックビデオ出力	HDMI
ファイル保存	メモリーカード、FAT32 2GB ~ 32GB
寸法	(L) 202.5 \pm 5% x (W) 89 \pm 5% x (H) 79 \pm 5% mm
重量	275 \pm 5%g
電源	充電式リチウム電池 / 容量 3350mAh
外部電源	100-240 VAC 50/60 Hz
電源アダプター仕様	100-240 VAC 0.6-0.3A 50/60 Hz DC5V/1.2A
充電ステーション入力仕様	DC5V/1.2A
可動時間	待機モード：6 時間 動作モード：1.5 ~ 4.5 時間 (使用するレンズによる)
充電時間	DSC300P で 6 時間

スリットランプ

視野範囲	広角端 横 23.88 x 縦 17.71 mm (\pm 5%)、テレ端 横 11.88 x 縦 8.91 mm (\pm 5%)
作業距離	80mm
照明角度	\pm 45 度 (\pm 5%)
スリットの長さ	10mm (\pm 10%)
スリット幅の選択	<math><0.2, 0.2, 0.5, 2.0</math>、径 10mm
フィルター	透明、コバルトブルー、緑
光ハザード	ISO 15004-2 のグループ 2 に適合
重量	580g

〈外国製造業者〉



Medimaging Integrated Solution Inc.

〈製造販売業者〉

AJMD株式会社

〈販売業者〉



株式会社ナイツ

〒102-0082

東京都千代田区一番町 15-21 一番町コート 4 階

TEL:03-3237-0551 (代) FAX:03-3237-0554

<https://www.neitz.co.jp/>