

進化を遂げた手持ち眼底カメラ

眼底撮影装置 Ryan Scope/ ライアンスコープ



Anytime, Anywhere!!



Portable Type Series



- 無散瞳 明室撮影
- オートフォーカス & オートショット
- 自動シャッター
- 軽量 コンパクト
- タッチパネル方式 LCDモニター
- 訪問診療・ベッド脇・小児検査にも有用



製品特徴



画角 45度

フォーカス範囲 -20D ~ +20D

無散瞳 明室撮影可能

オートフォーカスで確実に捉える

オートショットで手振れ軽減

軽量・コンパクトで往診やベッドサイドでも

本体付属品と動作環境

眼底撮影装置 Ryan Scope/ ライアンスコープ 構成品

No.	構成品名
眼底カメラ	
(1)	コントロールユニット
(2)	眼底カメラ用レンズ
眼底カメラの付属品	
(1)	バッテリー
(2)	充電ステーション
(3)	HDMIケーブル
(4)	USB-ケーブル
(5)	メモリーカード
(6)	パワーアダプタ
(7)	アイカップ
(8)	デジタルイメージボックス (オプション)
(9)	あご載せ台 (オプション)

眼底撮影装置

製品仕様

センサー	: 5メガピクセル (2592 x 1944)
LCDモニター	: 3.5インチタッチパネル・マルチタッチ
ファイル保存	: マイクロSDカード (2~32G)
インターフェース	: Wi-Fi・Bluetooth・マイクロHDMI・ミニUSB
機能	: オートフォーカス・オートキャプチャ・自動露出
写真解像度	: 2560 x 1920
ビデオ解像度	: 2560 x 1920

オプション品

画像解析ソフトウェア Julie Eye/ ジュリーアイ 認証番号 304ADBZX00119000

撮影



カメラによる簡単眼底撮影
最適な画角で自動シャッター

解析



専用充電スタンドにセット
AIによる画像解析開始

結果表示



画像解析結果をモニタに表示

〈製造販売業者〉

CLAIRVO
TECHNOLOGIES

〈外国製造業者〉



Medimaging Integrated Solution Inc.

NEITZ

〈販売業者〉

株式会社ナイツ

〒102-0082

東京都千代田区一番町 15-21 一番町コート 4階

TEL:03-3237-0551 (代) FAX:03-3237-0554

<https://www.neitz.co.jp/>