

ナイツ ポケビュー PKシリーズ



近距離でじっくりと観察でき、 使う場所を選ばないコンパクト設計

- 離れた場所の文字等（黒板、時刻表）を見るのに便利
- 近用レンズとの組み合わせで、最大 24 倍の高倍率ルーペに！
- 専用ストラップとソフトケース付
- トライアルセットでも単品でも購入可能

PKトライアルセット Basic (Bセット)



〈セット内容〉
4倍・6倍・8倍の単眼鏡、近用レンズ
(PKスタンド)、ストラップ
価格 65,000 円 (税別)

PKトライアルセット Full (Fセット)



〈セット内容〉
4倍・6倍・8倍の単眼鏡、近用レンズ
(PKスタンド)、ストラップ、PK 3S・4S、
PK-8L、遮光フィルター、フィンガー
リング
価格 135,000 円 (税別)

単眼鏡訓練用レーザーポインタ



単品価格 (税別)

- PK-4 : 18,000 円
- PK-6 : 18,000 円
- PK-8 : 18,000 円
- PK-3S : 16,000 円
- PK-4S : 17,000 円
- PK-8L : 29,000 円
- 近用レンズ (PKスタンド) : 5,000 円
- PK-8L 用近用レンズ : 7,000 円
- 遮光フィルター : 14,000 円
- フィンガーリング : 1,300 円
- 単眼鏡訓練用レーザーポインタ : 30,000 円

仕様

	PK-3S 2.8×9	PK-4S 4.2×10	PK-4 4×12	PK-6 6×16	PK-8 8×20	PK-8L 8×32
倍率 (無限遠)	2.8 倍	4.2 倍	4 倍	6 倍	8 倍	8 倍
倍率 (最短距離)	3.6 倍	5.3 倍	5.5 倍	7.6 倍	11 倍	10 倍
最短作動距離	15cm	20cm	20cm	23cm	30cm	70cm
射出瞳径 (無限遠)	3.2mm	2.4mm	3.0mm	2.7mm	2.5mm	4.0mm
射出瞳位置 (無限遠)	12mm	13.5mm	11.5mm	10.5mm	10.5mm	18.0mm
実視界 (角度 / 無限遠)	12.5°	10.0°	12.5°	9.3°	7.0°	7.8°
実視界 (正接 / 100m)	22/100m	17/100m	22/100m	16/100m	12/100m	13/100m
見掛け視界	35°	42°	50°	56°	56°	62°
質量	28.5g	30.5g	55g	65g	82g	180g
外形寸法	22Φ×46~51mm	22Φ×51~56mm	31Φ×58~73mm	31Φ×70~94mm	31Φ×98~137mm	41Φ×135~167mm
近用レンズの寸法	— 62(D)×53(W)×87(H)mm					

株式会社ナイツ

〒102-0082
東京都千代田区一番町 15-21 一番町コート4 階
Tel : 03-3237-0551(代) Fax : 03-3237-0554
<https://www.neitz.co.jp>